

## PIVKA - II キット E テスト「TOSOH」II (PIVKA - II) 検体希釈液

※ EIA 法による血清又はヘパリン血漿中の  
異常プロトロンビン (PIVKA- II) 測定の補助試薬

※ E テスト「TOSOH」II (PIVKA - II) 検体希釈液は、E テスト「TOSOH」II (PIVKA - II) 免疫反応試薬セットに専用の試薬で、血清又はヘパリン血漿中の PIVKA - II 濃度が測定範囲を超えたときに、検体を希釈するために用います。

### 【本質】

- ※ 1. E テスト「TOSOH」II (PIVKA - II) 検体希釈液は、蛋白質溶液をベースとした PIVKA - II 陰性の液体で、血清又はヘパリン血漿中の PIVKA - II 測定に適するように調製されています。
- ※ 2. ご使用にあたっては、次に示す別売の試薬と組み合わせてください。また、本添付文書のほかそれぞれの添付文書もご参照ください。
- E テスト「TOSOH」II (PIVKA - II) 免疫反応試薬セット
  - E テスト「TOSOH」II (PIVKA - II) 標準品セット
  - E テスト「TOSOH」II 基質セット
- (ラベルに **桃色** で SUB II と表示)
- E テスト「TOSOH」II 洗浄液
  - E テスト「TOSOH」II 分注液

### 【使用方法】

- ※ 1. 本品は液体ですので、開封後そのまま使用してください。
- ※ 2. 血清又はヘパリン血漿中の PIVKA - II 濃度が測定範囲 (30,000 mAU/mL) を超えたときは、本品を用いて適宜希釈率を変えて検体を希釈してください。
- ※ 3. E テスト「TOSOH」II (PIVKA - II) 検体希釈液を用いた血清又はヘパリン血漿中の PIVKA - II を測定する際の操作方法については、E テスト「TOSOH」II (PIVKA - II) 免疫反応試薬セットの添付文書をご参照ください。

### 【使用上の注意】

- 本品は体外診断用医薬品ですので、それ以外の目的には使用しないでください。
- 使用期限を過ぎた試薬は使用しないでください。
- 開封後の本品は、15～25℃での累積時間として 48 時間有効です。例えば、15～25℃で 1 日に 8 時間開封して使用し、使用後直ちに密封して 2～8℃で保存した場合は、6 日間有効です。また、全自動エンザイムイムノアッセイ装置に検体希釈液をセットしない場合（自動希釈機能を利用しない場合）に限り、毎回使用後直ちに密封して 2～8℃で保存するならば 90 日間有効です。
- 2～8℃で保存されていた本品をご使用の際には 15～25℃に戻してから使用してください。
- 試験器具などの汚れは判定を誤らせる場合がありますので、清浄なものを使用してください。
- 本品には保存剤としてアジ化ナトリウムが含まれていますので、誤って目や口に入ったり、皮膚に付着した場合には水で十分に洗い流す等の応急措置を行い、必要があれば、医師の手当て等を受けてください。また、アジ化ナトリウムは鉛管・銅管と反応して爆発性のある金属アジドを生成することがありますので、測定終了後の液を廃棄する際には大量の水とともに薄めて廃棄してください。
- 本品は人由来成分を含んでおりませんので、HBs 抗原、HIV 抗体及び HCV 抗体は陰性ですが、被検検体の場合と同様に取扱いには注意してください。本品や検体の付着したビベットチップ、手袋などの器具、及び測定終了後の試薬カップはオートクレーブ（例えば 121℃、20 分以上）などで滅菌後廃棄してください。
- 開封後の検体希釈液を保存する際は、密封してください。密封に用いるゴム栓等の汚れは、試薬劣化の原因となりますので、清浄なものを使用してください。
- 検体希釈液の濃縮やコンタミネーションの影響を避けるため、残液は注ぎ足しをしないで廃棄してください。

### ※【包装単位】

品名	包装
E テスト「TOSOH」II (PIVKA - II) 検体希釈液	4.0 mL 入り × 4 本

### ※【問い合わせ先】

積水メディカル株式会社 学術担当  
電話番号：0120-249-977  
FAX 番号：0120-247-477

東ソー株式会社 バイオサイエンス事業部  
カスタマーサポートセンター  
〒252-1123 神奈川県綾瀬市早川 2743-1  
フリーダイヤル® 0120-17-1200  
TEL. (0467) 76-5384  
FAX. (0467) 79-2550

### ※【製造販売業者の氏名又は名称及び住所】

製造販売元



**東ソー株式会社**

東京都港区芝 3-8-2

TEL.(03)5427-5181

FAX.(03)5427-5220

製造元



**東ソー・エイアイエイ株式会社**

富山県富山市岩瀬古志町 2 番地

販売元

**積水メディカル株式会社**