



969802-101

2017年1月改訂

IV・C 検体希釈液

本品は、パナッセイIV・C「ラテックス」を使用し、血清中IV型コラーゲンを測定する際に、測定範囲を超えた検体の希釈液として使用するものです。

【使用法】

1. 本品をそのまま使用します。
2. 測定範囲を超えた検体を本品で測定範囲濃度になるよう希釈してください。

【取扱い上の注意事項】

1. 本品は、パナッセイIV・C「ラテックス」用の検体希釈液ですので、本目的以外には使用しないでください。
2. 本品は防腐剤としてアジ化ナトリウムを含有しています。アジ化ナトリウムは鉛管、銅管と反応して爆発性の強い金属アジドを生成することがありますので、廃棄の際は大量の水と共に洗い流してください。また、誤って目や口に入ったり、皮膚に付着した場合は水で十分に洗い流す等の応急処置を行い、必要があれば医師の手当てを受けてください。

【包装】

2mL × 1

【貯蔵方法】

2 ～ 10℃

【使用期限】

外装に表示してあります。

製造元

積水メディカル株式会社
東京都中央区日本橋二丁目1番3号