



203036-100

2014年 1月制定(第1版)

メトトレキサート検体希釈液

使用説明書

本品は、「ナノピア® eTDM メトトレキサート」を使用し、血清又は血漿中のメトトレキサートを測定する際に、測定範囲を超えた検体の希釈液として使用するものです。

【 使 用 法 】

1. 本品をそのまま使用します。
2. 測定範囲を超えた検体を本品で測定範囲濃度になるように希釈してください。

【 取扱い上の注意事項 】

1. 本品は「ナノピア® eTDM メトトレキサート」用の検体希釈液ですので、本目的以外には使用しないでください。
2. 本品は、防腐剤として2-メチルイソチアゾロンが含まれておりますので、誤って目や口に入ったり、皮膚に付着した場合は速やかに水で洗い流す等の応急処置を行い、必要であれば医師の手当てを受けてください。

【 包 装 】

25 mL × 1

【 貯 法 】

2 ～ 8 °C

【 使用期限 】

外装に表示してあります。

製造元

積水メディカル株式会社
東京都中央区日本橋三丁目13番5号