

# 酸化LDL


2009年2月作成

材料

校正  
値付け

操作法

実施



## 測定 の ト レ ー サ ビ リ テ ィ

メーカー名	積水メディカル株式会社
項目名	酸化LDL
試薬名	酸化LDL エライザ「第一」
機器名	
承認番号	21900AMZ00070000
製造業者製品 校正物質 (製品キャリブレーター)	酸化LDL エライザ「第一」キャリブレーター
精度管理物質 (製品コントロール)	

	標準物質	測定方法	安定性	拡張不確かさ
一次基準測定操作法				
一次校正物質				
二次基準測定操作法				
二次校正物質				
製造業者社内 標準測定操作法		Lowry法による蛋白濃度定量		
製造業者社内 標準物質	社内一次標準品			
製造業者社内 標準測定操作法		製造業者内標準測定操作法		
製造業者社内 標準物質	社内二次標準品			
製造業者常用 測定操作法		製造業者内標準測定操作法		
製造業者製品 校正物質 (製品キャリブレーター)	酸化LDL エライザ「第一」キャリブレーター		2~10°C 製造後24ヶ月間有効	
精度管理物質 (製品コントロール)				