

# フィブリノゲン


2010年2月作成

材 料

校 正  
値 付 け

操 作 法

実 施



## 測 定 の ト レ ー サ ビ リ テ ィ

メーカー名	積水メディカル株式会社
項目名	フィブリノゲン
試薬名	コアグピア Fbg
機器名	コアグレックス800
届出番号	13A2X00197218101
製造業者製品 校正物質 (製品キャリブレーター)	コアグトロールN
精度管理物質 (製品コントロール)	

	標準物質	測定方法	安定性	拡張不確かさ
一次基準測定操作法				
一次校正物質	NIBSC 98/612			
二次基準測定操作法				
二次校正物質				
製造業者社内 標準測定操作法				
製造業者社内 標準物質				
製造業者社内 標準測定操作法		製造業者標準操作法		
製造業者社内 標準物質	社内基準物質			
製造業者常用 測定操作法		製造業者標準操作法		
製造業者製品 校正物質 (製品キャリブレーター)	コアグトロールN		2～8℃ 製造後24カ月間有効	
精度管理物質 (製品コントロール)				