

## エイテスト コントロールセット 参考値

製造番号/Lot No. : 817MFT 使用期限/Exp. Date : 2024.04

測定試薬 : Eテスト「TOSOH」II (KL-6)

(注) 表中に示した参考値は、測定結果の許容範囲を意味するものではありません。

| 測定項目<br>ANALYTE | 単位<br>UNIT | LEVEL I<br>参考値<br>Range | LEVEL II<br>参考値<br>Range |
|-----------------|------------|-------------------------|--------------------------|
| KL-6            | U/mL       | 305 ~ 458               | 788 ~ 1182               |

積水メディカル株式会社