

## エイテスト コントロールセット 参考値

製造番号/Lot No. : 822MCV

使用期限/Exp. Date : 2025.11

測定試薬 : Eテスト「TOSOH」Ⅱ (PIVKA-Ⅱ)

(注)表中に示した参考値は、測定結果の許容範囲を意味するものではありません。

(単位/Unit : mAU/mL)

測定試薬		LEVEL I	LEVEL II
製造番号	使用期限	参考値	参考値
Lot No.	Expiration Date	Range	Range
D813843	2024-08	44 ~ 66	191 ~ 286
DZ13844	2024-12	45 ~ 68	198 ~ 298
E313845	2025-03	43 ~ 64	198 ~ 297