

作成日:2014年6月20日

安全データシート

1. 化学品及び会社情報

製品名	ラピッドチップ Dダイマー(体外診断用医薬品)
会社名	積水メディカル株式会社
住所	茨城県龍ケ崎市向陽台三丁目3番1号
担当部門	つくば工場 品質保証室
電話番号	0297-62-7551
FAX番号	0297-62-5238
整理番号	26-02-01

2. 危険有害性の要約

GHS分類 分類基準に該当しない。

3. 組成及び成分情報

化学物質・混合物の区分 混合物(法令が定める含量以上の危険有害物質を含有していない。)

4. 応急措置

吸入した場合	被災者を新鮮な空気のある場所に移動し、うがいをさせ、安静保温に努めること。 気分が悪い時は、医師の診断を受けること。
皮膚に付着した場合	ただちに大量の水で洗い流すこと。 かゆみ、炎症等を生じた時は医師の診断を受けること。 汚染された衣類を脱ぎ、再使用する前に洗濯すること。
眼に入った場合	ただちに大量の水で15分以上洗い流し、医師の診断を受けること。 コンタクトレンズを着用して容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
飲み込んだ場合 応急措置をする者の保護 医師に対する特別注意事項	口をすすぎ、大量の水を飲ませて薄め、ただちに医師の診断を受けること。 有害物に触れないように手袋を使用するなど注意する。 特になし

5. 火災時の措置

消火剤	周辺火災の種類に応じて、粉末/二酸化炭素消火器、乾燥砂などを用いる。
使ってはならない消火剤	情報なし
火災時の措置に関する特有の危険有害性	加熱により容器が破損する恐れがある。 火災によって刺激性、腐食性及び毒性のガスを発生する恐れがある。
特有の消火方法	危険でなければ火災区域から容器を移動する。 消火後も、大量の水を用いて十分に容器を冷却する。
消火を行う者の保護	消火作業は風上から行い、場合によっては保護具を着用する。

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、 保護具及び緊急時措置	ただちに、すべての方向に適切な距離を漏洩区域として隔離する。 屋内の場合、処理が終わるまで充分換気を行う。 漏出した場所の周辺にロープを張るなどして、関係者以外の立ち入りを禁止する。 風上から作業し、風下の人を非難させる。 こぼれた場合は滑りやすいために注意する。 関係者以外の立ち入りを禁止する。 作業者は適切な保護具(「8. ばく露防止及び保護措置」の項を参照)を着用し、 眼、皮膚への接触や吸入を避ける。 適切な保護具を着けていないときは、破損した容器あるいは漏洩物に触れてはいけない。 密閉された場所は換気する。
---------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

環境に対する注意事項

漏出した薬品、濃厚な廃液が河川等に流出しないように注意する。
 大量の水で希釈する場合は、汚染された排水が適切に処理されずに環境に流出しないように注意する。

**回収・中和
 封じ込め、浄化方法及び機材
 二次災害の防止策**

漏出した液は布等で拭き取り後、水拭きを行う。
 危険でなければ漏れを止める。
 排水溝、下水溝、地下室あるいは閉鎖場所への流入を防ぐ。

7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い

**技術的対策
 (局所排気・全体換気)**

「8. ばく露防止及び保護措置」に記載の設備対策を行い、保護具を着用すること。

安全取扱い注意事項

密閉された場所は換気する。
 眼、皮膚との接触を避けること。
 飲み込まないこと。
 ミスト、蒸気、スプレーを吸入しないこと。
 使用後は容器を密閉すること。
 漏れ、あふれ、飛散しないようにすること。
 容器を転倒させ、落下させ、衝撃を加え、または引きずる等の粗暴な扱いをしないこと。
 「10. 安定性及び反応性」を参照すること。
 取扱い後はよく手を洗うこと。
 本製品を使用する時に飲食又は喫煙をしないこと。

**接触回避
 衛生対策**

保管

安全な保管条件

直射日光を避け、2～10℃にて密閉保管すること。
 酸化剤、酸性物質、金属から離して保管すること。
 凍結させた製品は、品質が変化して正しい結果が得られないことがあるので、使用を禁止すること。

安全な容器包装材料

製品本来の容器で保管すること。

8. ばく露防止及び保護措置

設備対策

屋内作業場での使用の場合は、換気すること。
 この物質を貯蔵ないし取り扱う作業場には手洗い・洗面器を設置し、その位置を明瞭に表示すること。

管理濃度

設定されていない。

許容濃度

**日本産業衛生学会
 ACGIH**

設定されていない。
 設定されていない。

保護具

呼吸用保護具

必要に応じて適切な個人用呼吸器保護具を着用すること。

手の保護具

適切な個人用保護手袋を着用すること。

眼の保護具

適切な個人用保護眼鏡を着用すること。

皮膚及び身体の保護具

適切な個人用保護衣等を着用すること。

9. 物理的及び化学的性質

外観		pH	引火点	爆発範囲 の上下限	比重 (相対密度)	溶解性
物理的状態	色					
固体	—	データなし	データなし	データなし	—	データなし

10. 安定性及び反応性

化学的安定性

通常のと扱条件において安定である。

危険有害反応可能性

通常の下条件下では反応性はない。

避けるべき条件

直射日光、熱、空気

混触危険物質

データなし

危険有害な分解生成物

データなし

