



203043-100

2014年1月制定(第1版)

# メトトレキサートキャリブレーター 使用説明書

本品は、自動分析装置を用いて「ナノピア® eTDM メトトレキサート」を使用し、血清又は血漿中のメトトレキサートを測定する際にキャリブレーターとして使用するものです。

## 【 使用 法 】

本品をそのまま使用します。

## 【 取扱い上の注意事項 】

1. 本品は「ナノピア® eTDM メトトレキサート」用のキャリブレーターですので、本目的以外には使用しないでください。
2. 本品は、防腐剤として2-メチルイソチアゾロンが含まれておりますので、誤って目や口に入ったり、皮膚に付着した場合は速やかに水で洗い流す等の応急処置を行い、必要であれば医師の手当てを受けてください。

## 【 包 装 】

2.0mL × 6濃度 × 1

## 【 貯 法 】

2 ~ 8 °C

## 【 使用期限 】

外装に表示してあります。

## 【 濃 度 】

A	0.00 $\mu\text{mol/L}$
B	0.05 $\mu\text{mol/L}$
C	0.15 $\mu\text{mol/L}$
D	0.25 $\mu\text{mol/L}$
E	0.50 $\mu\text{mol/L}$
F	1.20 $\mu\text{mol/L}$

製造元

**積水メディカル株式会社**  
東京都中央区日本橋三丁目13番5号