

2022年6月

お客様各位

積水メディカル株式会社
検査事業部

「メディエース RPR」電子添文改訂に関するご案内

謹啓

時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、弊社が製造販売しております「メディエース RPR」につきまして、下記のとおり、電子添文改訂のご案内をさせていただきます。今後とも弊社製品をご愛顧賜りますよう、お願い申し上げます。

謹白

記

1、対象製品(包装)

統一製品コード	品名	包装
502-455025	メディエース RPR(A)	セット
502-455032	メディエース RPR(M)	セット
502-487606	メディエース RPR	TNセット
502-512353	メディエース RPR(MS)	Lセット
502-536038	メディエース RPR(TBA-nx360)	nxセット
502-553042	メディエース RPR	Jセット

2. 改訂年月

2022年6月

3. 改訂後版番号

第5版

4. 改訂電子添文 PMDA ホームページ公開日

2022年 6月 30日

5. 主な改訂内容(別紙参照)

操作上の注意「1. 1) 検体には、血清又は血漿(ヘパリン血漿)を使用してください。」と改訂しました。

6. お問い合わせ先

積水メディカル株式会社 学術担当

TEL 0120-249-977 (受付 平日9:00~17:30)

以上

別添資料

【操作上の注意】

改訂後	改訂前
<p>【操作上の注意】</p> <p>1. 測定試料の性質、採取法</p> <p>**1) 検体には、血清又は血漿 (ヘパリン血漿) を使用してください。</p> <p>2) 検体は、採取後できるだけ新鮮なものを用いてください。</p> <p>3) 感染予防上、検体の取り扱いには注意してください。</p>	<p>【操作上の注意】**</p> <p>1. 測定試料の性質、採取法</p> <p>1) 検体には、血清又は血漿を使用してください。</p> <p>2) 検体は、採取後できるだけ新鮮なものを用いてください。</p> <p>3) 感染予防上、検体の取り扱いには注意してください。</p>