

2025 年 3 月

お客様各位

積水メディカル株式会社
検査事業部
東京都中央区日本橋二丁目1番3号

「ラピッドテスト FLUスティックsp」電子添文改訂に関するご案内

謹啓

時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
弊社が製造販売しております「ラピッドテスト FLUスティックsp」につきまして、下記のとおり、電子添文改訂のご案内をさせていただきます。今後とも弊社製品をご愛顧賜りますよう、お願い申し上げます。
謹白

記

1. 対象製品(包装)

統一製品コード	品名	包装
502-534232	ラピッドテスト FLUスティックsp	10 回用
502-541445	ラピッドテスト FLUスティックsp	40 回用

2. 改訂年月

2025 年 2 月(10 回用、40 回用)

3. 改訂後版番号

第 9 版(10 回用)、第 7 版(40 回用)

4. 改訂電子添文 PMDA ホームページ公開日

2025 年 2 月 18 日

5. 主な改訂内容

- ◆ 【測定結果の判定法】2.判定上の注意事項に、経鼻弱毒生インフルエンザワクチン接種による注意事項を追記しました。

6. 問い合わせ先

積水メディカル株式会社 学術担当
TEL: 0120-249-977(平日 9:00～17:30)

「ラピッドテスト」は積水メディカル株式会社の日本における登録商標です。

以上

別添資料

【測定結果の判定法】 2. 判定上の注意事項

改訂後	改訂前
** (1)経鼻弱毒生インフルエンザワクチン接種後一定期間は、ワクチン由来のインフルエンザウイルスで本品が陽性反応を示す可能性があります。	記載なし

以上