


トレーサビリティチェーン 体系図

測定項目: Eテスト「TOSOH」II (KL-6) 標準品セット



キャリブレーションメーカー: 東ソー株式会社(製造販売元)
 キャリブレーション名称: Eテスト「TOSOH」II (KL-6) 標準品セット(識別記号ST)

Lot: F83C553

| | 表示値 | | 不確かさ(*) | |
|----|------|------|---------|------|
| | 値 | 単位 | 値 | 単位 |
| 1 | 0 | U/mL | 0 | U/mL |
| 2 | 1.84 | U/mL | 0.16 | U/mL |
| 3 | 9.11 | U/mL | 0.57 | U/mL |
| 4 | 27.1 | U/mL | 1.6 | U/mL |
| 5 | 55.2 | U/mL | 3.2 | U/mL |
| 6 | 134 | U/mL | 7.7 | U/mL |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |

*: 包含係数k=2(95%信頼区間)