

製品安全データシート

1. 製品及び会社情報

製品名 パナッセイIV・C「ラテックス」 ラテックス懸濁液（R2）
包装形態； 液体

会 社 協和ファーマケミカル株式会社
住 所 富山県高岡市長慶寺 530 番地
担 当 部 門 安全環境管理室
電 話 番 号 0766-26-4404 F A X 番号 0766-23-9030
緊 急 連 絡 先 富山県高岡市長慶寺530番地 電話番号 0766-21-3456

作成日； 平成27年 10月1日

2. 組成、成分情報

単一製品・混合物の区別； 混合物			
成分及び含有量；	主な成分名	CAS No.	含量量
	マウス抗ヒト IV 型コラーゲンモノクローナル抗体感作ラテックス	-	0.16%以下
	ウシ血清アルブミン含有緩衝液	-	97%以上
	アジ化ナトリウム	26628-8	0.1%以下

3. 危険有害性の要約

最重要危険有害性及び影響	急性毒性物質であるアジ化ナトリウムを微量含有。
人の健康に対する有害な影響	人により皮膚に接触すると炎症を起こし、目に入れば、炎症を起こすことがある。
環境への影響	高濃度のものは生物に影響を及ぼすことがある。
物理的及び化学的危険性	アジ化ナトリウムが重金属と接触することで爆発性のアジ化物を生成する。

4. 応急措置

吸入した場合	鼻をかみ、うがいをする。異常があれば、すみやかに医師の手当てを受ける。
皮膚に付着した場合	直ちに水か石鹸水で十分に洗う。異常があれば、すみやかに医師の手当てを受ける。
目に入った場合	少量でも目に入った場合は、直ちに多量の水で15分以上洗い続ける。すみやかに医師の手当てを受ける。
飲み込んだ場合	多量のぬるま湯を飲ませ、直ちに吐き出させ口をすすぐ。すみやかに医師の手当てを受ける。

5. 火災時の措置

消化剤	炭酸ガス、乾燥砂。
消火方法	本品は不燃性だが、アジ化ナトリウム含有のため、有毒ガスを発生するので防毒マスクを着用する。

6. 漏洩時の措置	全般的	少量の場合は水拭きする。多量の場合は、水で洗い流す。後にエタノール消毒液等で消毒する。	
	人体に対する注意事項	保護具、保護衣を着用する。	
	環境に対する注意事項	水で洗い流す時は、環境への影響を注意する。	
7. 取り扱い及び保管上の注意	取り扱い	目または皮膚に触れないよう取り扱いには注意する。また、容器を転倒させ、落下させ、衝撃を与え、また引きずるなどの乱暴な取り扱いをしない。	
	保管	密閉し冷蔵で保管する。	
8. 暴露防止及び保護措置	設備対策	取り扱い場所の近くに手洗い設備を設ける。	
	保護具	保護眼鏡； 保護手袋； 保護衣；	必要に応じて要 必要に応じて要 必要に応じて要
9. 物理的及び化学的性質	物理的状态	形状； 色； 臭い；	液体 白濁、透明 なし。
	その他のデータ	特になし。	
10. 安定性及び反応性	安定性	不燃性	
	特定条件下での危険な反応性	資料なし。	
11. 有害性情報	急性毒性	資料なし。	
	皮膚腐蝕性	人により皮膚に接触すると炎症を起こすことがある。	
	刺激性	特に刺激性はない。目に入ると炎症を起こすことがある。	
	慢性毒性、長期毒性	資料なし。	
12. 環境影響情報	水質に害を及ぼす液体である。環境への影響を考慮して廃棄には十分注意すること。		
13. 廃棄上の注意	原則として滅菌してから廃棄する。廃棄の際には医療用廃棄物として扱う。		
14. 輸送上の注意	転倒、落下、損傷がないように積み込み、荷崩れの防止を確実にを行い、粗暴な取り扱いをしないこと。		
15. 適用法令	該当なし。		
16. その他 (引用文献など)	ナカライテスク製品安全データシート；アジ化ナトリウム		

記載内容の取り扱い

全ての資料や文献を調査したわけではない為情報漏れがあるかもしれません。又、新しい知見の発表や従来の説の訂正により内容に変更が生じます。重要な決定等にご利用される場合は、出典等をよく検討されるか、試験によって確かめられることをお勧めします。