


パナッセイIV・C「ラテックス」



測定のトレーサビリティと不確かさ

メーカー名	協和ファーマケミカル株式会社
項目名	IV型コラーゲン
試薬名	パナッセイIV・C「ラテックス」
機器名	日立7170S
承認番号	21200AMZ00596000
製造業者製品 校正物質 (製品キャリブレーター)	パナッセイIV・C「ラテックス」 IV・C標準品
精度管理物質 (製品コントロール)	

	標準物質	測定方法	安定性	拡張不確かさ
一次基準 測定操作法				
一次校正物質				
二次基準 測定操作法				
二次校正物質				
製造業者社内 標準測定操作法		蛋白質定量 (ビウレット法)		
製造業者社内 標準物質	社内一次標準品			
製造業者社内 標準測定操作法		製造業社内標準操作法 試薬(酵素免疫測定法)		
製造業者社内 標準物質	社内二次標準品			
製造業者社内 標準測定操作法		製造業社内標準操作法 試薬(ラテックス凝集法)		
製造業者社内 標準物質	社内三次標準品			
製造業者常用 測定操作法		製造業社内標準操作法 試薬(ラテックス凝集法)		
製造業者製品 校正物質 (製品キャリブレーター)	IVC標準品		2~8℃: 製造後9箇月	
精度管理物質 (製品コントロール)				