


材 料

校 正
値 付 け

操 作 法

実 施



測 定 の ト レ ー サ ビ リ テ ィ

メーカー名	積水メディカル株式会社
項目名	KL-6
試薬名	ナノピア KL-6
機器名	日立7170S形自動分析装置
届出番号	220ADAMX00127000
製造業者製品 校正物質 (製品キャリブレーター)	KL-6キャリブレーター
精度管理物質 (製品コントロール)	

	標準物質	測定方法	安定性	拡張不確かさ
一次基準測定操作法				
一次校正物質				
二次基準測定操作法				
二次校正物質				
製造業者社内 標準測定操作法		製造業者内標準測定操作法		
製造業者社内 標準物質	社内一次標準品			
製造業者社内 標準測定操作法		社内標準測定操作法		
製造業者社内 標準物質	社内二次標準品			
製造業者常用 測定操作法		社内標準測定操作法		
製造業者製品 校正物質 (製品キャリブレーター)	KL-6キャリブレーター		2-10°C 12ヶ月間有効	
精度管理物質 (製品コントロール)				