

アポリポ蛋白 B


2008年7月作成

材 料

校 正
値 付 け

操 作 法

実 施



測 定 の ト レ ー サ ビ リ テ ィ

メーカー名	積水メディカル株式会社
項目名	アポリポ蛋白 B
試薬名	アポBオート・N「第一」
機器名	日立自動分析装置 7170
承認番号	20600AMZ00127000
製造業者製品 校正物質 (製品キャリブレーター)	アポオート・N「第一」キャリブレーター
精度管理物質 (製品コントロール)	

	標準物質	測定方法	安定性	拡張不確かさ
一次基準測定操作法				
一次校正物質				
二次基準測定操作法				
二次校正物質				
製造業者社内 標準測定操作法		製造業者内標準測定操作 法 (社内標準測定操作法)		
製造業者社内 標準物質	社内標準品			
製造業者社内 標準測定操作法		製造業者内標準測定操作 法 (社内標準測定操作法)		
製造業者社内 標準物質	社内標準血清			
製造業者常用 測定操作法		製造業者内標準測定操作 法 (社内標準測定操作法)		
製造業者製品 校正物質 (製品キャリブレーター)	アポオート・N「第一」キャリブレーター		2～10℃ 製造後24ヵ月	
精度管理物質 (製品コントロール)				