

# フィブリノゲン

2009年3月作成


材 料

校 正  
値 付 け

操 作 法

実 施

計  
量  
学  
的  
ト  
レ  
ー  
サ  
ビ  
リ  
テ  
ィ



## 測 定 の ト レ ー サ ビ リ テ ィ

メーカー名	積水メディカル株式会社
項目名	フィブリノゲン
試薬名	コアグピア Fbg
機器名	コアグレックス800
届出番号	13A2X00197218101
製造業者製品 校正物質 (製品キャリブレーター)	コアグピア用キャリブレーター
精度管理物質 (製品コントロール)	

	標準物質	測定方法	安定性	拡張不確かさ
一次基準測定操作法				
一次校正物質	NIBSC 2nd std			
二次基準測定操作法				
二次校正物質				
製造業者社内 標準測定操作法				
製造業者社内 標準物質				
製造業者社内 標準測定操作法		製造業者内標準測定操作法		
製造業者社内 標準物質	社内基準物質			
製造業者常用 測定操作法		製造業者内標準測定操作法		
製造業者製品 校正物質 (製品キャリブレーター)	コアグピア用キャリブレーター		2～8℃ 製造後24ヶ月間有効	
製品コントロール				