



202756-001

# インスリンコントロール

## 使用説明書

本品は自動分析装置を用いてノルディア®インスリンを使用し、血清又は血漿中のインスリンを測定する際にデータ管理用として使用するものです。

### 【使用法】

本品をそのまま使用します。

### 【取扱い上の注意事項】

1. 本品はノルディア®インスリン用のコントロールですので、本目的以外には使用しないでください。
2. 本品は防腐剤としてプロクリン 300 が含まれており、皮膚等を刺激する場合があります。もし、皮膚や衣服についた時は速やかに水で洗い流してください。皮膚に炎症を生じた場合は、医師の手当てを受けてください。

### 【包装】

1.0mL × 2濃度 × 3

### 【貯法】

2 ~ 10°C

### 【使用期限】

外装に表示してあります。

### ノルディア®インスリンでの参考測定値

インスリンコントロール I : 7.0  $\mu$ U/mL (中央値 7.0  $\pm$  1.4)

インスリンコントロール II : 20.0  $\mu$ U/mL (中央値 20.0  $\pm$  4.0)

製造元

**積水メディカル株式会社**  
東京都中央区日本橋三丁目13番5号