


## 尿アルブミン(U-ALB)

2009年1月作成



## 測 定 の ト レ ー サ ビ リ テ ィ

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| メーカー名                       | 積水メディカル株式会社      |
| 項目名                         | 尿アルブミン(U-ALB)    |
| 試薬名                         | ノルディア U-ALB      |
| 機器名                         | 日立自動分析装置 7170    |
| 認証番号                        | 220ADAMX00103000 |
| 製造業者製品 校正物質<br>(製品キャリブレーター) | U-ALB キャリブレーター   |
| 精度管理物質<br>(製品コントロール)        |                  |

|                             | 標準物質                             | 測定方法         | 安定性                 | 拡張不確かさ |
|-----------------------------|----------------------------------|--------------|---------------------|--------|
| 一次基準測定操作法                   |                                  | ネフェロメトリー法    |                     |        |
| 一次校正物質                      | IRMM / ERM DA470<br>(旧名称 CRM470) |              |                     |        |
| 二次基準測定操作法                   |                                  |              |                     |        |
| 二次校正物質                      |                                  |              |                     |        |
| 製造業者社内<br>標準測定操作法           |                                  | 製造業者内標準測定操作法 |                     |        |
| 製造業者社内<br>標準物質              | 製造業者実用校正物質                       |              |                     |        |
| 製造業者社内<br>標準測定操作法           |                                  | 製造業者内標準測定操作法 |                     |        |
| 製造業者社内<br>標準物質              | 製造業者製品校正物質                       |              |                     |        |
| 製造業者常用<br>測定操作法             |                                  | 製造業者内標準測定操作法 |                     |        |
| 製造業者製品 校正物質<br>(製品キャリブレーター) | U-ALB キャリブレーター                   |              | 2～10℃<br>製造後12ヶ月間有効 |        |
| 精度管理物質<br>(製品コントロール)        |                                  |              |                     |        |