

作成日:2018年10月28日

改訂日:2020年6月17日

安全データシート

1. 化学品及び会社情報

化学品の名称 (RE) ノルディアN HbA_{1c} HbA_{1c}試薬① (体外診断用医薬品)
供給者の会社名称、住所 積水メディカル株式会社
所及び電話番号
住所 茨城県龍ケ崎市向陽台三丁目3番1号
電話番号 0297-62-7551
FAX番号 0297-62-5238
整理番号 15-16-01

2. 危険有害性の要約

化学品のGHS分類
健康に対する有害性 発がん性 区分1A
生殖毒性 区分1A

上記で区分の記載がない危険有害性は[分類対象外]、[分類できない]又は[区分に該当しない]である。

GHSラベル要素

絵表示又はシンボル



注意喚起語

危険

危険有害性情報

発がんのおそれ
生殖能または胎児への悪影響のおそれ

注意書き 【安全対策】

使用前に取扱説明書を入手すること。
すべての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。

保護手袋、保護衣、保護眼鏡、保護面を着用すること。

【応急措置】

ばく露またはばく露の懸念がある場合、医師の診断、手当てを受けること。

【保管】

施錠して保管すること。

【廃棄】

内容物や容器を、都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託すること。

3. 組成及び成分情報

化学物質・混合物の区分 混合物

化学名又は一般名	濃度又は濃度範囲	官報公示整理番号 (化審法・安衛法)	CAS番号
エタノール	<0.5 %	(2)-202	64-17-5

4. 応急措置

吸入した場合

被災者を新鮮な空気のある場所に移動し、うがいさせ、安静保温に努めること。

気分が悪い時は、医師の診断を受けること。

皮膚に付着した場合

ただちに大量の水で洗い流すこと。

かゆみ、炎症等を生じた時は医師の診断を受けること。

汚染された衣類を脱ぎ、再使用する前に洗濯すること。

眼に入った場合

ただちに大量の水で15分以上洗い流し、医師の診断を受けること。

コンタクトレンズを着用して容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。

**飲み込んだ場合
応急措置をする者の保護
医師に対する特別注意事項**

口をすすぎ、大量の水を飲ませて薄め、ただちに医師の診断を受けること。
有害物に触れないように手袋を使用するなど注意する。
特になし

5. 火災時の措置

消火剤

本製品は水溶液のため、燃焼しない。
周辺火災の種類に応じて、粉末／二酸化炭素消火器、乾燥砂などを用いる。

使ってはならない消火剤

棒状注水

**火災時の措置に関する特有の
危険有害性**

加熱により容器が破損する恐れがある。
火災によって刺激性、腐食性及び毒性のガスを発生する恐れがある。

特有の消火方法

危険でなければ火災区域から容器を移動する。
消火後も、大量の水を用いて十分に容器を冷却する。

消火を行う者の保護

消火作業は風上から行い、場合によっては保護具を着用する。

6. 漏出時の措置

**人体に対する注意事項、
保護具及び緊急時措置**

ただちに、すべての方向に適切な距離を漏洩区域として隔離する。
屋内の場合、処理が終わるまで充分換気を行う。
漏出した場所の周辺にロープを張るなどして、関係者以外の立ち入りを禁止する。
風上から作業し、風下の人を非難させる。
こぼれた場合は滑りやすいために注意する。
関係者以外の立ち入りを禁止する。
作業者は適切な保護具(「8. ばく露防止及び保護措置」の項を参照)を着用し、
眼、皮膚への接触や吸入を避ける。
適切な保護具を着けていないときは、破損した容器あるいは漏洩物に触れてはいけない。

環境に対する注意事項

密閉された場所は換気する。
漏出した薬品、濃厚な廃液が河川等に流出しないように注意する。
大量の水で希釈する場合は、汚染された排水が適切に処理されずに環境に流出しないように注意する。

**封じ込め、浄化方法及び機材
二次災害の防止策**

危険でなければ漏れを止める。
排水溝、下水溝、地下室あるいは閉鎖場所への流入を防ぐ。

**7. 取扱い及び保管上の注意
取扱い**

**技術的対策
(局所排気・全体換気)**

「8. ばく露防止及び保護措置」に記載の設備対策を行い、保護具を着用すること。

安全取扱い注意事項

密閉された場所は換気する。
眼、皮膚との接触を避けること。
飲み込まないこと。
ミスト、蒸気、スプレーを吸入しないこと。
使用後は容器を密閉すること。
漏れ、あふれ、飛散しないようにすること。
容器を転倒させ、落下させ、衝撃を加え、または引きずる等の粗暴な扱いをしないこと。
「10. 安定性及び反応性」を参照すること。
取扱い後はよく手を洗うこと。
本製品を使用する時に飲食又は喫煙をしないこと。

**接触回避
衛生対策**

保管

安全な保管条件

直射日光を避け、冷所(2～10℃)にて密閉保管すること。
酸化剤、酸性物質、金属から離して保管すること。

安全な容器包装材料

製品本来の容器で保管すること。

**8. ばく露防止及び保護措置
管理濃度**

設定されていない。

許容濃度

日本産業衛生学会

設定されていない。

ACGIH

<エタノール>
設定されていない

<エタノール>
STEL 1000ppm

設備対策

屋内作業場での使用の場合は、換気すること。

この物質を貯蔵ないし取り扱う作業場には手洗い・洗面器を設置し、その位置を明瞭に表示すること。

保護具

呼吸用保護具

必要に応じて適切な個人用呼吸器保護具を着用すること。

手の保護具

適切な個人用保護手袋を着用すること。

眼の保護具

適切な個人用保護眼鏡を着用すること。

皮膚及び身体の保護具

適切な個人用保護衣等を着用すること。

9. 物理的及び化学的性質

物理状態

液体

色

淡青色～無色透明

臭い

データなし

融点／凝固点

－

沸点又は初留点及び沸点範囲

データなし

可燃性

データなし

爆発下限界及び爆発上限界／可燃限界

爆発しない

引火点

引火しない

自然発火点

データなし

分解温度

データなし

pH

5.9 ～ 6.1

動粘性率

データなし

溶解度

－

n-オクタノール／水分分配係数 (log値)

－

蒸気圧

データなし

密度及び／又は相対密度

1.004

相対ガス密度

データなし

粒子特性

データなし

その他のデータ

なし

10. 安定性及び反応性

反応性

通常の条件下では反応性はない。

化学的安定性

通常の取扱条件において安定である。

危険有害反応可能性

通常の条件下では反応性はない。

避けるべき条件

直射日光、熱、空気

混触危険物質

データなし

危険有害な分解生成物

データなし

11. 有害性情報

	エタノール	製品
急性毒性(経口)	区分に該当しない	区分に該当しない
急性毒性(経皮)	区分に該当しない	区分に該当しない
急性毒性(吸入)	区分に該当しない	区分に該当しない
皮膚腐食性／刺激性	区分に該当しない	区分に該当しない
眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性	区分2B	区分に該当しない
呼吸器感作性又は皮膚感作性	分類できない	分類できない
生殖細胞変異原性	分類できない	分類できない

発がん性	区分1A	区分1A
生殖毒性	区分1A	区分1A
特定標的臓器毒性(単回ばく露)	区分3(気道刺激性、麻酔作用)	区分に該当しない
特定標的臓器毒性(反復ばく露)	区分1(肝臓)、 区分2(中枢神経系)	区分に該当しない
誤えん有害性	分類できない	分類できない

12. 環境影響情報

生態毒性

<エタノール>

藻類/水生植物;EC50: Chlorella alga 1000mg/L 96h

魚;LC50: Fathead minnow>100mg/L 96h

LC50: Oncorhynchus mykiss=112000ppm 96h

甲殻類;EC50: Daphnia magna 5463mg/L 48h

残留性・分解性

<エタノール>

分解度: 89 % by BOD

生態蓄積性

データなし

土壤中の移動性

本製品は液体のため、成分が水域、土壤に移動し得る。

オゾン層への有害性

データなし

13. 廃棄上の注意

化学品、汚染容器及び包装の安全で、かつ環境上望ましい廃棄、又はリサイクルに関する情報

ごく少量を排水口より廃棄する場合は、配管を傷めるので大量の水と共に洗い流す。大量の場合は、都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に廃棄を依頼する。使用した容器は、水で十分洗浄した後、分別廃棄する。

14. 輸送上の注意

国連番号

非該当

品名(国連輸送名)

非該当

国連分類(輸送における危険有害性クラス)

非該当

容器等級

非該当

海洋汚染物質

非該当

輸送又は輸送手段に関する特別の安全対策

「7.取扱い及び保管上の注意」の記載に従うこと。輸送前に容器の破損、腐食、漏れなどがないことを確認する。転倒、落下、損傷がないように積み込み、荷崩れの防止を確実にを行う。

国内規制がある場合の規制情報

船舶安全法

非該当

航空法

非該当

15. 適用法令

化学物質管理促進法 (PRTR法)

非該当

労働安全衛生法

名称等を通知すべき危険物及び有害物(法第57条の2、施行令第18条の2別表第9、政令番号:61) :エタノール
※本品は医薬品のため、非該当

毒物及び劇物取締法

非該当

医薬品医療機器等法

体外診断用医薬品

16. その他の情報

参考文献

1)製品評価技術基盤機構 http://www.safe.nite.go.jp/ghs/ghs_index.html

2)厚生労働省 職場の安全サイト http://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pg/GHS_MSD_FND.aspx

3)GHSに基づく化学品の分類方法 (JIS Z7252:2019)

4)GHSに基づく化学品の危険有害性情報の伝達方法ーラベル、作業場の表示及び安全データシート(JIS Z7253:2019)

その他

本データシートは作成年月日での製品情報を記載しておりますが、すべての情報を網羅しているものではありません。新たな情報を入手した場合には追加又は訂正されることがあります。記載されている内容は、安全な取扱いを確保するための情報であり、いかなる保証をなすものではありません。ご使用者各位の責任において、安全な使用条件を設定下さるようお願い申し上げます。

改訂履歴

作成日:2018年10月28日

改訂日:2020年6月17日