

## エイテスト コントロールセット 参考値

製造番号：822MCV  
使用期限：2025.11

### LEVEL-I 参考値

識別番号：267994

	参考値	1S
ナノピア KL-6	379 ( 303 ~ 455 ) U/mL	25

### LEVEL-II 参考値

識別番号：267995

	参考値	1S
ナノピア KL-6	959 ( 767 ~ 1151 ) U/mL	64

1Sの数字は、範囲(±3S)表示用の社内設定値です。  
四捨五入等の計算方式の違いにより、1S値が機器に表示されるSD値と若干の差異が生じる場合があります。  
表示値表記載の範囲は、±3Sです。  
コバス8000のデータマネージャーでは、±2Sの範囲が表示されます。  
コバスリンクをご使用のお客様は、新着の表示値表をご参照ください。