



201940-100

ナノピア[®]用バンコマイシンキャリブレーター

使用説明書

本品は、自動分析装置を用いて「ナノピア[®]TDM バンコマイシン」を使用し、血清又は血漿中のバンコマイシンを測定する際にキャリブレーターとして使用するものです。

〔使用法〕

本品をそのまま使用します。

〔取扱い上の注意事項〕

1. 本品は「ナノピア[®]TDM バンコマイシン」用のキャリブレーターですので、本目的以外には使用しないでください。
2. 本品には、防腐剤としてプロクリン300が含まれており、皮膚等を刺激する場合があります。もし、皮膚や衣服についた時は速やかに水で洗い流してください。皮膚に炎症を生じた場合は、医師の手当てを受けてください。

〔包装〕

1 mL × 6 濃度

〔貯法〕

2 ~ 10 °C

〔使用期限〕

外装に表示してあります。

〔濃度〕

①	0.0 $\mu\text{g/mL}$
②	5.0 $\mu\text{g/mL}$
③	10 $\mu\text{g/mL}$
④	25 $\mu\text{g/mL}$
⑤	50 $\mu\text{g/mL}$
⑥	100 $\mu\text{g/mL}$