



203111-100

メトトレキサートコントロール 使用説明書

本品は、自動分析装置を用いて「ナノピア® eTDM メトトレキサート」を使用し、血清又は血漿中のメトトレキサートを測定する際にデータ管理用として使用するものです。

〔使用法〕

本品をそのまま使用します。

〔取扱い上の注意事項〕

1. 本品は「ナノピア® eTDM メトトレキサート」用のコントロールですので本目的以外には使用しないでください。
2. 本品は、防腐剤として2-メチルイソチアゾロンが含まれておりますので、誤って目や口に入ったり、皮膚に付着した場合は速やかに水で洗い流す等の応急処置を行い、必要であれば医師の手当てを受けてください。

〔包装〕

2.0mL × 3濃度 × 1

〔貯法〕

2～8℃

〔使用期限〕

外装に表示してあります。

〔濃度〕

Low	0.05 ~ 0.09 $\mu\text{mol/L}$
Middle	0.30 ~ 0.50 $\mu\text{mol/L}$
High	0.60 ~ 1.00 $\mu\text{mol/L}$

製造元 **積水メディカル株式会社**
東京都中央区日本橋三丁目13番5号